



**FIBERWIRE® SUTURE KIT (AR-7219)**  
**Proximal Humeral Fracture Repair**



**ENGLISH**

Use a large Free Needle to pass #5 FiberWire (1 white and 1 blue) through the cuff tissue.

**DEUTSCH**

Mit einer großen Free Needle den FiberWire Nr. 5 (1 weißer und 1 blauer Faden) durch das Manschettengewebe ziehen.

**FRANCAIS**


Utiliser une grande aiguille libre pour faire passer deux sutures FiberWire n° 5 (une blanche et une bleue) au travers des tissus de la coiffe des rotateurs.

**ITALIANO**

Con un ago libero grande, far passare una sutura FiberWire #5 (una bianca e una blu) attraverso il tessuto della cuffia.

**ESPAÑOL**

Utilizar una aguja libre, grande para pasar dos suturas FiberWire N° 5 (1 blanco y 1 azul) por el tejido del manguito rotador.



**ENGLISH**

With a Free Needle, pass #5 TigerWire® through the subcapularis. Next, pass #5 FiberWire (1 white and 1 blue) through the shaft by predrilling with a 2.5 mm drill bit.

**DEUTSCH**

Mit einer Free Needle TigerWire® Nr. 5 durch den Subscapularis und FiberWire Nr. 5 (1 weißer und 1 blauer Faden) durch den Schaft ziehen; hierzu mit einer 2,5 mm Bohrspitze vorbohren.

**FRANCAIS**


À l'aide d'une aiguille libre, faire passer une suture TigerWire® n° 5 au travers du muscle sous-scapulaire et deux sutures FiberWire n° 5 (une blanche et une bleue) au travers de la gaine après préforage avec une mèche de 2,5 mm.

**ITALIANO**

Prima trapanare con una punta da 2,5 mm e poi, con un ago libero, far passare una sutura TigerWire® #5 attraverso il subscapolare e una FiberWire #5 (1 bianca e 1 blu) attraverso lo stelo.

**ESPAÑOL**

Utilizar una aguja libre para pasar una sutura TigerWire® N° 5 por el músculo subescapular y dos suturas FiberWire N° 5 (1 blanco y 1 azul) a través de la perforación en el húmero creada por una broca de 2,5 mm.



**ENGLISH**

Remove the humeral head fragment.

**DEUTSCH**

Das Humeruskopffragment entfernen.

**FRANCAIS**


Retirer le fragment de la tête de l'humérus.

**ITALIANO**

Rimuovere il frammento della testa omerale.

**ESPAÑOL**

Extraer el fragmento de la cabeza humeral.



**ENGLISH**

Seat the fracture prosthesis to reattach the rotator cuff.

**DEUTSCH**

Frakturprothese zur Wiederbefestigung an der Rotatorenmanschette positionieren.

**FRANCAIS**

Fixer la prothèse pour refixer la coiffe des rotateurs.








**ITALIANO**

Sistemare la protesi della frattura per riattaccare la cuffia muscolotendinea.

**ESPAÑOL**

Colocar la prótesis humeral para volver a fijar el manguito rotador.

# INSTRUCTIONS FOR USE FIBERWIRE® SUTURE KIT<sub>(AR-7219)</sub> Proximal Humeral Fracture Repair



## ENGLISH

Tie the #5 FiberWire (white) suture.

Position the subscapularis for reattachment.

Shuttle #5 FiberWire (blue) through the subscapularis with #5 TigerWire.

Harvest bone graft from the humeral head fracture fragment and pack it around the prosthesis.

Tie the #5 FiberWire (blue) suture.

Close the rotator interval with #2 FiberWire with swedged-on needle.

Complete the repair with the two remaining #5 FiberWire (1 white and 1 blue) sutures.

## DEUTSCH

Den (weißen) FiberWire Faden Nr. 5 verknoten.

Den Supscapularis zur Wiederbefestigung positionieren.

FiberWire Nr. 5 (blauer Faden) mit TigerWire Nr. 5 durch den Subscapularis ziehen.

Knochengraft vom Humeruskopffrakturfragment entnehmen und um die Prothese packen.

FiberWire Nr. 5 (blauer Faden) festbinden.

Das Rotatorenintervall mit FiberWire Nr. 2 und daran befestigter Nadel schließen.

Die Reparatur mit den beiden übrigen FiberWire Fäden Nr. 5 (1 weißer, 1 blauer) abschließen.

## FRANCAIS

Nouer la suture FiberWire n° 5 (blanche).

Positionner le muscle sous-scapulaire en vue de sa réinsertion.

Faire passer à plusieurs reprises la suture FiberWire n° 5 (bleue) au travers du muscle sous-scapulaire avec la suture TigerWire n° 5.

Récolter le greffon osseux du fragment de fracture de la tête de l'humérus et le tasser autour de la prothèse.

Nouer la suture FiberWire n° 5 (bleue).

Fermer l'espace entre les rotateurs avec la suture FiberWire n° 2 et une aiguille évasée.

Achever la réparation avec les deux sutures FiberWire n° 5 restantes (1 blanche et 1 bleue).

## ITALIANO

Legare la sutura FiberWire #5 (bianca).

Posizionare il subscapolare per il riattacco.

Far passare la sutura FiberWire #5 (blu) attraverso il subscapolare con la sutura TigerWire #5.

Prelevare l'innesto osseo dal frammento della testa omerale e impattarlo attorno alla protesi.

Legare la sutura FiberWire #5 (blu).

Ricucire la cuffia muscolotendinea usando la sutura FiberWire #2 con ago preinfilato.

Completare la riparazione con le due altre suture FiberWire #5 (1 bianca e 1 blu).

## ESPAÑOL

Ate la sutura blanca FiberWire #5.

Situar el músculo subescapular para su refijación.

Utilizar la sutura TigerWire N° 5 para pasar la sutura FiberWire N° 5 (azul) por el músculo subescapular.

Recolectar injertos óseos del fragmento de la cabeza humeral y colocarlos alrededor de la prótesis.

Anudar la sutura FiberWire N° 5 (azul).

Cierre el intervalo rotador con FiberWire #2 y una aguja ciega.

Complete la reparación con las dos suturas FiberWire #5 restantes (una blanca y una azul).